

סד לקידום הלסת התחתונה

פתרון מותאם אישית לנחירות ולדום נשימה חסימתי בשינה



התקן דנטלי מותאם אישית ונלבש במהלך השינה. הוא מקדם בעדינות את הלסת התחתונה ועשוי לסייע בשמירה על דרכי האוויר פתוחות, אצל מטופלים שנמצאו מתאימים לטיפול.

טיפול לא פולשני



פתרון לילי שאינו דורש ניתוח

קומפקטי ונוח לשימוש



בבית ובנסיעות

אפשרות טיפולית מוכרת



למטופלים מתאימים, לאחר הערכה רפואית

לא כל הסדים לקידום הלסת זהים

איכות ההתקן, הדיוק בהתאמה ואפשרות הכוונן והמעקב משפיעים על הטיפול.

חומר בעל תאימות ביולוגית
המתאים לשימוש ממושך



ייצור מבוקר ותקינה בינלאומית
איכות ובקרת ייצור



ליווי מקצועי ומעקב
התאמה, טיטריציה ובדיקת יעילות



התאמה אישית מדויקת
למבנה השיניים והלסתות



כוונון הדרגתי ומדויק
התאמת קידום הלסת לאורך הטיפול



לכן בחרנו ב-Panthera



Classic



X3

91.9%*

שביעות רצון מטיפול לאחר שנה
לפי דיווח המטופלים במחקר רב-מרכזי.



PANTHERA[®]
DENTAL

Panthera D-SAD

יותר מ-300 אפשרויות להתאמה אישית
תכנון CAD/CAM והדפסה תלת-ממדית מדויקת
ניילון רפואי מסוג PA12 – קל, דק, עמיד וללא חלקי מתכת
טיטריציה מדויקת בקפיצות של 0.5 מ"מ



FDA Cleared
510(k)



CE / EU MDR
תקינה אירופית



רשום בפנקס אמ"ר
משרד הבריאות, ישראל



אחריות יצרן ל-3 שנים

* מחקר תצפיתי רב-מרכזי, ניתוח ביניים.
Gagnadoux F et al. J Dent Sleep Med. 2025;12(2). Abstract #013.

תופעות לוואי אפשריות

(תופעות ההסתגלות לרוב זמניות)

- תזוזת שיניים או שינויים בסגר
- רגישות בחניכיים או בשיניים
- כאב או רגישות במפרקי הלסת
- קושי בנשימה דרך הפה
- הפרשת רוק מוגברת או יובש בפה

באילו מקרים הטיפול אינו מתאים?

- ✗ מתחת לגיל 18
- ✗ שיניים ניידות או מחלת חניכיים מתקדמת
- ✗ הפרעת נשימה חמורה שאינה דום נשימה חסימתי בשינה
- ✗ דום נשימה מרכזי בשינה

למי הטיפול יכול להתאים?

- ✓ מבוגרים עם נחירות ו/או דום נשימה חסימתי קל עד בינוני
- ✓ בדם נשימה חסימתי חמור – כטיפול קו שני לאחר סירוב או אי-סבילות ל-CPAP, בהתאם להערכה הרפואית
- ✓ ההתאמה נקבעת לאחר הערכה רפואית ודנטלית

איך מתבצע התהליך?



4 בדיקת יעילות ומעקב
וידוא תוצאות הטיפול ומעקב לאורך זמן מן



3 מסירה וכוונון הדרגתי
הדרכה והתאמת קידום הלסת



2 סריקה וייצור אישי
סריקה דיגיטלית וייצור ההתקן בהתאמה אישית



1 בדיקת התאמה רפואית ודנטלית
הערכת השינה, השיניים, החניכיים ומפרקי הלסת



ליווי מקצועי של Shalvina

אנו משלבים התאמה אישית, כווןון הדרגתי ומעקב מקצועי לאורך הדרך. דרך.



מעקב מקצועי



טיטריציה מדויקת



התאמה אישית

בדם נשימה חסימתי, חשוב לוודא את יעילות הטיפול בבדיקת שינה עם ההתקן בפה, לאחר השלמת הטיטריציה.

בחירה נכונה מתחילה באיכות ההתקן ובאיכות התהליך

אם הומלץ לכם לשקול סד לקידום הלסת, חשוב לבחור התקן איכותי והתאמה ומעקב מקצועיים.

שאלו את הרופא או רופא השיניים שלכם אם Panthera D-SAD יכול להתאים לכם.



058-7177550



contact@shalvina.co.il



www.shalvina.co.il